

A 806

Supporto

per il trattamento ottimale di strumenti di chirurgia assistita da robot.



- Per strumenti speciali con attacco di lavaggio laterale

Codice EAN: 4002515585054 / Numero di materiale: 10131960 /
Vecchio numero di materiale: 69680601D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoria di prodotto	
Modulo/supporto per strumenti robotici	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti robotici	•
Capacità	
Strumenti robotici [numero]	1
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	77
Misura esterna, larghezza netta in mm	41
Misura esterna, profondità netta in mm	165
Misura esterna, altezza lorda in mm	25
Misura esterna, larghezza lorda in mm	245
Misura esterna, profondità lorda in mm	485
Peso netto in kg	0,37
Peso lordo in kg	0,49