

A 808

Supporto

per il trattamento ottimale di strumenti di chirurgia assistita da robot.



- Per strumenti speciali, ganci chirurgici (Xi)

Codice EAN: 4002515585085 / Numero di materiale: 10131990 /  
Vecchio numero di materiale: 69680801D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Modulo/supporto per strumenti robotici	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di strumenti robotici	•
<b>Capacità</b>	
Strumenti robotici [numero]	1
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	50
Misura esterna, larghezza netta in mm	145
Misura esterna, profondità netta in mm	159
Misura esterna, altezza lorda in mm	25
Misura esterna, larghezza lorda in mm	245
Misura esterna, profondità lorda in mm	485
Peso netto in kg	0,37
Peso lordo in kg	0,49