

DGG 50-40

Contenitore forno a vapore non forato

per forno a vapore DG 7000 e forno a vapore con microonde DGM 6000/7000.

Codice EAN: 4002515603987 / Numero di materiale: 10168200 /
Vecchio numero di materiale: 23996120EU1



- per preparare pietanze in salse, fondi di cottura e acqua
- p.es. pasta, riso, minestre e sformati
- Capacità: 2,2 l, volume utile: 1,6 l
- Dimensioni esterne L x P x A: 375 x 197 x 40 mm
- Non adatto per il funzionamento a microonde!