

GP CL DGC 251 L

DGClean 250 ml

per i migliori risultati di pulizia per forni a vapore con forno tradizionale.

Codice EAN: 4002515604502 / Numero di materiale: 10172710 /  
Vecchio numero di materiale: 23996125EU1



- Elevata efficacia contro i grassi, senza odori sgradevoli
- Pulizia senza problemi grazie all'aderenza stabile
- Aderenza perfetta anche sulle superfici verticali
- Sicuro per gli alimenti
- Il miglior trattamento per un'affidabilità pluriennale