

GP CL MCX 0101 P

Detersivo circuiti interni, 100 pezzi

per una pulizia igienica dei circuiti interni nelle macchine per il caffè.

Codice EAN: 4002515612170 / Numero di materiale: 10180270 /  
Vecchio numero di materiale: 29996908EU1



- Massima efficacia di pulizia e cura dei materiali
- Dosaggio semplice grazie agli stick già in porzioni
- Elimina il grasso del latte senza lasciare residui
- Formula approvata — Ricetta speciale Miele
- Il miglior trattamento per un'affidabilità pluriennale