

Set GF-1 50 mm  
Set piedini apparecchio  
per l'adattamento a un'altezza ottimale.



- Per tutte le lavastoviglie della serie PG 8172
- Composto da 4 piedini
- Per alzare di 5 cm

Codice EAN: 4002515641873 / Numero di materiale: 10249460 /  
Vecchio numero di materiale: 67820031D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Lavastoviglie a liscivia unica a passaggio	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Altri accessori	•
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	50
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	85
Misura esterna, larghezza lorda in mm	150
Misura esterna, profondità lorda in mm	280
Peso netto in kg	0,70
Peso lordo in kg	0,80