


DKF 12-R

Filtro antiodore Longlife AirClean rigenerabile  
per numerose cappe aspiranti Miele.



Codice EAN: 4002515652510 / Numero di materiale: 10271450 /  
Vecchio numero di materiale: 28996362EU1

- Con carboni attivi – neutralizza efficacemente odori sgradevoli
- Si rigenera con facilità nel forno ogni sei mesi
- 3 anni di durata
- + econ. dei filtri monouso se si rispettano interv. di sostituz.
- Contenuto: 1 filtro, misure: 25,6 cm x 23,3 cm x 4,3 cm