


A 811/1

Rete sostitutiva

per la sostituzione della rete dell'A 810/1



- Sostituzione semplice della rete
- Particolarmente resistente e duratura

Codice EAN: 4002515676493 / Numero di materiale: 10283690 /
Vecchio numero di materiale: 69502000D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Appartenenza degli apparecchi	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria prodotto	
Copertura	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Bianco
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	20
Misura esterna, larghezza lorda in mm	230
Misura esterna, profondità lorda in mm	230
Peso netto in kg	0,02
Peso lordo in kg	0,07