

HUB 5001-M
Casseruola Gourmet a induzione
per arrostitire, stufare e gratinare.

Codice EAN: 4002515689271 / Numero di materiale: 10314270 /
Vecchio numero di materiale: 22996294EU1



- Riempimento max ca. 5 kg — Dim. est.: LxPxA 44,8x26,8x8,6 cm
- Per l'impiego in forno o su tutti i piani cottura eccetto a gas
- Colata manuale in conchiglia d'alluminio
- Pulizia agevole del rivestimento antiaderente di alta qualità
- Senza coperchio in acciaio inox HBD 60-22