

ProCare Shine 40 - 1 l
 Brillantante, 1 l
 per il risciacquo finale di stoviglie, posate e bicchieri.



- Leggermente acido, contiene acido citrico
- Per un risciacquo ottimale
- Per l'uso nelle lavastoviglie professionali
- Liquido concentr., proposta dosaggio: 0,02-0,05% (0,2-0,5 ml/l)
- Sviluppato in particolare per Miele Professional

Codice EAN: 4002515692684 / Numero di materiale: 10328020 /
 Vecchio numero di materiale: 61915101EU1

Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Lavastoviglie ProfiLine	•
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Lavastoviglie a liscivia unica a passaggio	•

Raccomandazione di dosaggio	
Raccomandazione di dosaggio per ciclo di lavaggio	0,2-0,5 ml/l (0,02-0,05%)
Raccomandazione di dosaggio (per ciclo di lavaggio)	0,2-0,5 ml/l (0,02-0,05%)
Valore pH a 20 °C	1,9 - 3,0
Area di durezza consigliata in mmol/l	0-0,53

Caratteristiche del prodotto	
Tipo di sostanza	Brillantante
Forma dell'aggregato	Concentrato liquido
Componenti	Agenti complessanti (senza fosfati), Tensioattivi, Acido citrico

Principali aree d'impiego	
Alberghi e pensioni	•
Ristoranti, bar e catering	•
Spa, wellness e sport	•
Case di riposo e case di cura	•
Scuole e asili	•
Aziende artigiane	•
Aziende e uffici	•
Ambulatori e cliniche	•

Caratteristiche del prodotto	
Tipo di mezzo	Brillantante
Forma dell'aggregato	Concentrato liquido
Componenti	Agenti complessanti (senza fosfati), Tensioattivi, Acido citrico

Per vetreria	•
Per posate	•
Per plastica	•
Per acciaio inossidabile	•
Per porcellana/ceramica	•
Per alluminio	•
Per argento	•
Delicato sulle decorazioni	•
Impedisce i depositi di calcare e protegge il carico	•
Migliora e riduce l'asciugatura	•
Senza impatto sulle acque di scarico	•

Dimensioni e peso	
Misure esterne, profondità lorda in mm	80,00

Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	267
Misura esterna, larghezza netta in mm	77
Misura esterna, profondità netta in mm	77
Misura esterna, altezza lorda in mm	270

ProCare Shine 40 - 1 l
Brillantante, 1 l
per il risciacquo finale di stoviglie, posate e bicchieri.

Codice EAN: 4002515692684 / Numero di materiale: 10328020 /
Vecchio numero di materiale: 61915101EU1

Misura esterna, larghezza lorda in mm	80
Misura esterna, profondità lorda in mm	80
Peso lordo in kg	1
Capacità in ml	1000

Conformità, marcature e certificazioni

Conforme a GHS/CLP

