

UGT F10
Piedini
per la base UGT 44-60/85.



- Kit composto da 4 piedini
- Per fissaggio alla base

Codice EAN: 4002515677438 / Numero di materiale: 10328960 /
Vecchio numero di materiale: 69506101D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Termodisinfezzatori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoria di prodotto	
Base/zoccolo	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	83
Misura esterna, larghezza netta in mm	45
Misura esterna, profondità netta in mm	45
Misura esterna, altezza lorda in mm	105
Misura esterna, larghezza lorda in mm	190
Misura esterna, profondità lorda in mm	60
Peso netto in kg	5,00
Peso lordo in kg	6,40