

E 454/1

Ugello iniettore

per il lavaggio ottimale di oggetti diversi, in particolare rettoscopi.



- Per rettoscopi, cannule trocar e altri oggetti

Codice EAN: 4002515722954 / Numero di materiale: 10342490 /  
Vecchio numero di materiale: 69745402D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria di prodotto	
Ugello iniettore	•
Altri accessori	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti a corpo cavo	•
Capacità	
Strumenti a corpo cavo [numero]	1
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	8
Misura esterna, larghezza netta in mm	8
Misura esterna, profondità netta in mm	300
Misura esterna, altezza lorda in mm	60
Misura esterna, larghezza lorda in mm	160
Misura esterna, profondità lorda in mm	350
Diametro in mm	8
Peso netto in kg	0,06
Peso lordo in kg	0,07