

U 408  
Cesto  
per l'introduzione ottimale di tazze.



- Con 4 file

Codice EAN: 4002515691151 / Numero di materiale: 10358570 /  
Vecchio numero di materiale: 67640801D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Lavastoviglie a liscivia unica	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PG 8164	•
PTD 701	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Cesto per tazze	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Plastica
Colore	Blu, Grigio, Bianco
Numero di file	4
Distanza asticelle in mm	85
<b>Capacità</b>	
Tazze [numero]	20
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	100
Misura esterna, larghezza netta in mm	410
Misura esterna, profondità netta in mm	410
Misura esterna, altezza lorda in mm	270
Misura esterna, larghezza lorda in mm	525
Misura esterna, profondità lorda in mm	540
Peso netto in kg	1,20
Peso lordo in kg	2,14