


U 409
Cesto
per oggetti tipici dei bistro.



- Per bicchieri, tazze, piatti, piatti da dessert, sottotazze ecc.
- Per le posate si può utilizzare anche il cesto E 165

Codice EAN: 4002515691168 / Numero di materiale: 10358580 /
Vecchio numero di materiale: 67640901D

Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8164	•
PTD 701	•
Categoria di prodotto	
Cesto per stoviglie miste	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Plastica
Colore	Blu, Grigio, Bianco
Numero di file	3
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	155
Misura esterna, larghezza netta in mm	410
Misura esterna, profondità netta in mm	410
Misura esterna, altezza lorda in mm	270
Misura esterna, larghezza lorda in mm	525
Misura esterna, profondità lorda in mm	540
Peso netto in kg	1,52
Peso lordo in kg	2,46