

U 424

Cesto

per il posizionamento ottimale di diversi tipi di bicchieri.



- Con 4 file
- Per bicchieri con diametro max 90 mm.

Codice EAN: 4002515691328 / Numero di materiale: 10358650 /  
Vecchio numero di materiale: 67642401D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Lavastoviglie a liscivia unica	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PG 8164	•
PTD 701	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Cesto per bicchieri	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Filo met. rivestito in Rilsan
Colore	Bianco
Numero di file	4
Distanza asticelle in mm	90
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	155
Misura esterna, larghezza netta in mm	400
Misura esterna, profondità netta in mm	400
Misura esterna, altezza lorda in mm	250
Misura esterna, larghezza lorda in mm	550
Misura esterna, profondità lorda in mm	650
Peso netto in kg	1,90
Peso lordo in kg	3,00