

ProCare Lab 11 MA - 10 kg

Detersivo in polvere, leggermente alcalino, 10 kg
per il trattamento ottimale di strumenti da laboratorio.



- Effetto antischiuma, senza ossidanti
- Sviluppato per trattamento nelle macchine lavaggio e disinfezione
- Adatto per i materiali più diversi
- Valore PH 11,7-11,9

Codice EAN: 4002515780220 / Numero di materiale: 10490580 /
Vecchio numero di materiale: 62921101EU3

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Possibilità di impiego	
Rimozione di sangue	Buono
Rimozione di albume	Buono
Rimozione di residui organici	Buono
Rimozione di residui di alimenti	Buono
Consigli di dosaggio	
Valore pH della soluzione	11,7-11,9
Principali aree d'impiego	
Laboratori medici	•
Laboratori biologici	•
Laboratori chimici	•
Caratteristiche del prodotto	
Tipo di mezzo	Legg. alcalino Detersivo
Forma dell'aggregato	Polvere
Componenti	Fosfato,Silicato,Tensioattivi
Per plastica	•
Per acciaio inossidabile	•
Per vetreria di laboratorio	•
Per ceramica	•
Per metalli non ferrosi, a determinate condizioni	•
Non per alluminio anodizzato	•
Antischiuma	•
Senza agenti ossidanti	•
Per alluminio non anodizzato, a determinate condizioni	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	268
Misura esterna, larghezza netta in mm	265
Misura esterna, profondità netta in mm	265
Misura esterna, altezza lorda in mm	275
Misura esterna, larghezza lorda in mm	265
Misura esterna, profondità lorda in mm	265
Capacità di carico in g	10000
Peso lordo in kg	10
Conformità, marcature, certif.	
Conforme a GHS/CLP	•