

ProCare Lab 10 MA - 5 l

Detersivo liquido, leggermente alcalino, 5 l

per il trattamento ottimale di vetreria e strumenti da laboratorio.



- Senza tensioattivi e ossidanti
- Sviluppato in particolare per Miele Professional
- Adatto per i materiali più diversi
- Valore PH 11,6-11,8

Codice EAN: 4002515780183 / Numero di materiale: 10490660 /
Vecchio numero di materiale: 62923101EU3

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Possibilità di impiego	
Rimozione di sangue	Buono
Rimozione di albume	Buono
Rimozione di residui di terreno di coltura	Buono
Rimozione di residui organici	Buono
Consigli di dosaggio	
Raccomandazione di dosaggio per ciclo di lavaggio	2-4 ml/l (0,2-0,4%)
Valore pH della soluzione	11,6-11,8
Principali aree d'impiego	
Laboratori medici	•
Laboratori biologici	•
Laboratori chimici	•
Caratteristiche del prodotto	
Tipo di mezzo	Detersivo alcalino
Forma dell'aggregato	Concentrato liquido
Componenti	Idrossido alcalino, Fosfato, Silicato
Per plastica	•
Per acciaio inossidabile	•
Per vetreria di laboratorio	•
Per ceramica	•
Per metalli non ferrosi, a determinate condizioni	•
Non per alluminio anodizzato	•
Senza agenti ossidanti	•
Senza tensioattivi	•
Per alluminio non anodizzato, a determinate condizioni	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	217
Misura esterna, larghezza netta in mm	142
Misura esterna, profondità netta in mm	248
Misura esterna, altezza lorda in mm	250
Misura esterna, larghezza lorda in mm	190
Misura esterna, profondità lorda in mm	150
Peso lordo in kg	5
Capacità in ml	5000
Conformità, marcature, certif.	
Conforme a GHS/CLP	•