

ProCare Lab 30 C - 5 l
Neutralizzante, acido, 5 l
per la neutralizzazione ottimale a base di acido citrico.



- Senza tensioattivi, composti fosforati e mezzi ossidanti
- Sviluppato in particolare per Miele Professional
- Adatto per i materiali più diversi
- valore pH 2.6-3.0
- Da usare come neutralizzante o prelavaggio acido

Codice EAN: 4002515780367 / Numero di materiale: 10491360 /
Vecchio numero di materiale: 62927101EU3

Classe di appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Possibilità di impiego	
Rimozione di colori di rinvenimento, calcare, macchie di urina e altro sporco solubile in acido	Buono
Consigli di dosaggio	
Raccomandazione di dosaggio per ciclo di lavaggio	1-4 ml/l (0,1-0,4%)
Valore pH della soluzione	2,6-3,0
Principali aree d'impiego	
Laboratori medici	•
Laboratori biologici	•
Laboratori microbiologici	•
Laboratori chimici	•
Laboratori di analisi dell'acqua	•
Laboratori del settore alimentare	•
Laboratori dell'industria cosmetica	•
Laboratori industriali	•
Industria dei fosfati	•
Laboratori dell'industria farmaceutica	•
Caratteristiche del prodotto	
Tipo di mezzo	Neutralizzante acido
Forma dell'aggregato	Liquido
Componenti	Acidi organici
Per plastica	•
Per acciaio inossidabile	•
Per vetreria di laboratorio	•
Per ceramica	•
Non per alluminio anodizzato	•
Senza fosfati	•
Senza tensioattivi	•
Elevato rispetto dei materiali	•
Prelavaggio acido	•
Per materiali delicati	•
Neutralizzazione dei residui di alcali diffusi	•
Non per parti cromate	•
Non per parti nichelate	•
Non per il prelavaggio acido di alluminio non anodizzato	•
Non per metalli leggeri e non ferrosi	•
Per la neutralizzazione di alluminio non anodizzato	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	217
Misura esterna, larghezza netta in mm	142
Misura esterna, profondità netta in mm	248
Misura esterna, altezza lorda in mm	250
Misura esterna, larghezza lorda in mm	190
Misura esterna, profondità lorda in mm	150
Peso lordo in kg	6
Capacità di carico in ml	5000
Conformità, marcature e certificazioni	
Conforme a GHS/CLP	•

ProCare Lab 30 C - 5 l
Neutralizzante, acido, 5 l
per la neutralizzazione ottimale a base di acido citrico.

