

ProCare Lab 30 P - 5 l
Neutralizzante, acido, 5 l
per la neutralizzazione ottimale a base di acido fosforico.



- Senza tensioattivi e ossidanti
- Sviluppato in particolare per Miele Professional
- Adatto per i materiali più diversi
- Valore PH 2,2-1,9

Codice EAN: 4002515780244 / Numero di materiale: 10491380 /
Vecchio numero di materiale: 62928101EU3

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Possibilità di impiego	
Rimozione di calcare e altro sporco solubile in acido	Buono
Raccomandazione di dosaggio	
Raccomandazione di dosaggio per ciclo di lavaggio	1-4 ml/l (0,1-0,4%)
Valore pH della soluzione	1,9-2,2
Principali aree d'impiego	
Laboratori medici	•
Laboratori biologici	•
Laboratori microbiologici	•
Laboratori chimici	•
Laboratori del settore alimentare	•
Laboratori dell'industria cosmetica	•
Laboratori dell'industria petrolifera	•
Laboratori industriali	•
Laboratori dell'industria farmaceutica	•
Caratteristiche del prodotto	
Tipo di mezzo	Neutralizzante acido
Forma dell'aggregato	Concentrato liquido
Componenti	Fosfato, Acido fosforico
Per plastica	•
Per acciaio inossidabile	•
Per vetreria di laboratorio	•
Per ceramica	•
Non per alluminio anodizzato	•
Senza tensioattivi	•
Prelavaggio acido	•
Non per parti cromate	•
Non per parti nichelate	•
Non per alluminio non anodizzato	•
Non per metalli leggeri e non ferrosi	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	217
Misura esterna, larghezza netta in mm	142
Misura esterna, profondità netta in mm	248
Misura esterna, altezza lorda in mm	200
Misura esterna, larghezza lorda in mm	140
Misura esterna, profondità lorda in mm	240
Peso lordo in kg	8
Capacità in ml	5000
Conformità, marcature e certificazioni	
Conforme a GHS/CLP	•