

GS CL 1003 P

Detersivo in polvere da 1 kg

per ottenere i migliori risultati di lavaggio con dosaggio individuale.

Codice EAN: 4002515773413 / Numero di materiale: 10528500 /
Vecchio numero di materiale: 21995508EU1



- Con ossigeno attivo per una pulizia profonda
- Con enzimi superattivi, efficace persino a basse temperature
- Formula salva-vetro contro la corrosione del vetro
- Altamente efficiente: per ca. 70 lavaggi
- Lavare in modo semplicemente perfetto, con Miele.