

A 815

Ugello

per il trattamento ottimale di strumenti di trasmissione con spray esterno.



- Per l'impiego con A 812, A 813 o nel cesto superiore A 105/1
- Si compone di 4 ugelli con tubi in silicone, lungh. ca. 114 cm

Codice EAN: 4002515830413 / Numero di materiale: 10619690 /  
Vecchio numero di materiale: 68681500D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Termodisinfettori	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Ugello iniettore	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Trasparente
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
<b>Capacità</b>	
Strumenti di trasmissione [numero]	4
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	10
Misura esterna, larghezza netta in mm	10
Misura esterna, profondità netta in mm	114
Misura esterna, altezza lorda in mm	80
Misura esterna, larghezza lorda in mm	95
Misura esterna, profondità lorda in mm	110
Diametro in mm	10
Peso netto in kg	0,05
Peso lordo in kg	0,12