

E 473/2

Accessorio

con coperchio, adatto per varia minuteria.



- Da appendere
- Con semplice chiusura del coperchio

Codice EAN: 4002515811962 / Numero di materiale: 10623720 /  
Vecchio numero di materiale: 69547303D

Classe appartenenza prodotto	
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Categoria di prodotto	
Altro inserto	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti MIC	•
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	88
Misura esterna, larghezza netta in mm	66
Misura esterna, profondità netta in mm	66
Misura esterna, altezza lorda in mm	80
Misura esterna, larghezza lorda in mm	95
Misura esterna, profondità lorda in mm	110
Peso netto in kg	0,10
Peso lordo in kg	0,14