

A 310
Inserto
per l'alloggiamento ottimale di 8 zoccoli OP.



- Per l'uso nei cestelli superiori
- Per disporre 8 zoccoli OP fino al numero 41
- Utilizzabili nei cesti superiori A 101 e A 102

Codice EAN: 4002515816349 / Numero di materiale: 10632610 /
Vecchio numero di materiale: 69631000D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria di prodotto	
Inserto per zoccoli da sala operatoria	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di zoccoli da sala operatoria	•
Capacità	
Zoccoli da sala operatoria [numero]	8
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	75
Misura esterna, larghezza netta in mm	405
Misura esterna, profondità netta in mm	435
Misura esterna, altezza lorda in mm	100
Misura esterna, larghezza lorda in mm	425
Misura esterna, profondità lorda in mm	450
Peso netto in kg	0,50
Peso lordo in kg	0,83