

A 816  
Ugello iniettore  
per il lavaggio ottimale di vari oggetti.



- Per carrelli iniettori e cesti, avvitabile
- Per ottimi risultati di lavaggio grazie ai fori laterali

Codice EAN: 4002515978849 / Numero di materiale: 10635660 /  
Vecchio numero di materiale: 69681600D

| Classe appartenenza prodotto   |              |
|--|--------------|
| Termodisinfettori  | •            |
| Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina                      | •            |
| Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina | •            |
| Classe appartenenza degli apparecchi   |              |
| G 7823   | •            |
| G 7824   | •            |
| G 7825   | •            |
| G 7826   | •            |
| PG 8527  | •            |
| PG 8528  | •            |
| G 7831   | •            |
| PG 8535  | •            |
| PG 8536  | •            |
| PG 8581  | •            |
| PG 8582  | •            |
| PG 8582 CD   | •            |
| PG 8591  | •            |
| PG 8592  | •            |
| Categoria di prodotto  |              |
| Ugello iniettore   | •            |
| Caratteristiche del prodotto   |              |
| Materiale  | Acciaio inox |
| Colore   | Acciaio inox |
| Campo di applicazione  |              |
| Trattamento di strumenti MIC   | •            |
| Trattamento di strumenti odontoiatrici   | •            |
| Trattamento di strumenti a corpo cavo  | •            |
| Dimensioni e peso  |              |
| Misura esterna, altezza netta in mm  | 0            |
| Misura esterna, larghezza netta in mm  | 3            |
| Misura esterna, profondità netta in mm   | 90           |
| Misura esterna, altezza lorda in mm  | 12           |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm  | 80           |
| Misura esterna, profondità lorda in mm   | 120          |
| Peso netto in kg   | 0,01         |
| Peso lordo in kg   | 0,01         |