

DTD 2

Vaschetta raccogli gocce
per il posizionamento sicuro di taniche di prodotti.

Codice EAN: 4002515933695 / Numero di materiale: 10695460 /
Vecchio numero di materiale: 61910001D



Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	62
Misura esterna, larghezza netta in mm	262
Misura esterna, profondità netta in mm	420
Misura esterna, altezza lorda in mm	74
Misura esterna, larghezza lorda in mm	327
Misura esterna, profondità lorda in mm	463
Peso lordo in kg	1

- Per 2 taniche di prodotti
- Posizione sicura per taniche da 5 e 10 l delle serie ProCare
- Svuotamento ottimale delle taniche grazie all'inclinazione
- Per l'inserimento in un mobile adiacente