

A 817

Boccola di lavaggio

per il lavaggio ottimale, p. es. di strumenti di otorinolaringoiatria.



- Per carrelli iniettori e cesti, avvitabile
- Comprensivo di cappuccio e fascetta di fissaggio

Codice EAN: 4002515880593 / Numero di materiale: 10706260 /
Vecchio numero di materiale: 69681700D

Classe appart. prodotto	
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Appartenenza degli apparecchi	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Categoria prodotto	
Ugello iniettore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti MIC	•
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Trattamento di strumenti a corpo cavo	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	12
Misura esterna, larghezza lorda in mm	120
Misura esterna, profondità lorda in mm	170
Diametro in mm	24
Peso netto in kg	0,02
Peso lordo in kg	0,02