

A 818

Cappuccio per boccole a iniezione

per fissaggio ottimale strumenti in caso di utilizzo della boccola di lavaggio.



- Confezione con 12 cappucci
- Apertura adattabile in base all'impiego

Codice EAN: 4002516100119 / Numero di materiale: 10706620 /
Vecchio numero di materiale: 69681800D

Classe appart. prodotto	
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Appartenenza degli apparecchi	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Categoria prodotto	
Ugello iniettore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Plastica
Colore	Bianco
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti MIC	•
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Trattamento di strumenti a corpo cavo	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	20
Misura esterna, larghezza netta in mm	20
Misura esterna, profondità netta in mm	20
Misura esterna, altezza lorda in mm	12
Misura esterna, larghezza lorda in mm	80
Misura esterna, profondità lorda in mm	120
Diametro in mm	20
Peso netto in kg	0,03
Peso lordo in kg	0,03