

E 499-5pc

Dispositivo di lavaggio

per disporre cannule di aspirazione, lavaggio e di Verres – VPE: cinque pezzi.



- Diversi allacciamenti per cannule di aspirazione e lavaggio.
- Compatibile con carrelli di carico per ugelli iniettori
- Confezione con 5 supporti

Codice EAN: 4002515941317 / Numero di materiale: 10707520 /
Vecchio numero di materiale: 69549905D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria di prodotto	
Boccola di lavaggio	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti MIC	•
Trattamento di strumenti otorinolaringoiatrici	•
Trattamento di strumenti a corpo cavo	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	100
Misura esterna, altezza lorda in mm	230
Misura esterna, larghezza lorda in mm	70
Misura esterna, profondità lorda in mm	155
Diametro in mm	23
Peso netto in kg	3,00
Peso lordo in kg	3,50