

A 819

Boccola di lavaggio
per il lavaggio ottimale di strumenti cavi.



- Es. per punte a ultrasuoni magnetostrittivi come Cavitron
- Misura interna 108 mm
- Incluso cappuccio con un'apertura di Ø 10 mm
- Con fascetta di fissaggio

Codice EAN: 4002515990278 / Numero di materiale: 10721750 /
Vecchio numero di materiale: 68681900D

Classe appartenenza prodotto	
Termodisinfettori	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Categoria di prodotto	
Supporto	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Capacità	
Punte a ultrasuoni [numero]	1
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	10
Misura esterna, larghezza netta in mm	100
Misura esterna, profondità netta in mm	114
Misura esterna, altezza lorda in mm	12
Misura esterna, larghezza lorda in mm	120
Misura esterna, profondità lorda in mm	170
Peso netto in kg	0,02
Peso lordo in kg	0,02