

WA CCR 0301 L
Caps CottonRepair
Detersivo speciale per capi in cotone (confezione da 3).

Codice EAN: 4002515958469 / Numero di materiale: 10757260 /
Vecchio numero di materiale: 11997129EU5



- Basta un solo lavaggio per rinnovare visibilmente i capi
- Speciale composizione Miele con tecnologia Novozymes
- Anti-pilling, in più rivitalizza i colori intensi e brillanti
- Utilizzare max. 1-2 volte all'anno secondo tipo di tessuto
- Per 3 carichi, in tutte le lavatrici Miele W1