


A 105/1

Cesto superiore

regolabile in altezza, senza ugelli iniettori, per accogliere vari strumenti.



- Lato destro: 22 punti di iniezione
- Lato sinistro per disporre inserti
- Asciugatura interna attiva degli strumenti a corpo cavo
- Asciugatura interna attiva di manipoli e contrangoli
- Tubo filtro A 800 utilizzabile in entrambi i listelli iniettori

Codice EAN: 4002515941157 / Numero di materiale: 10777260 /
Vecchio numero di materiale: 69610501D

Classe appartenenza prodotto	
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Categoria di prodotto	
Cesto iniettore	•
Cesto superiore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Possibilità di inserimento di un filtro centrale	•
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti otorinolaringoiatrici	•
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Capacità	
Strumenti di trasmissione [numero]	22
Strumenti a corpo cavo [numero]	22
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	202
Misura esterna, larghezza netta in mm	528
Misura esterna, profondità netta in mm	528
Misura esterna, altezza lorda in mm	270
Misura esterna, larghezza lorda in mm	525
Misura esterna, profondità lorda in mm	540
Peso netto in kg	4,86
Peso lordo in kg	5,56
Confezione	
Kit chiave A 838 [numero]	1