


DKF 11-R

Filtro antiodore Longlife AirClean rigenerabile
per la cappa aspirante Miele DA 7198 W.

Codice EAN: 4002515944400 / Numero di materiale: 10787630 /
Vecchio numero di materiale: 28996385EU1



- Con carboni attivi – neutralizza efficacemente odori sgradevoli
- Si rigenera con facilità nel forno ogni sei mesi
- + econ. dei filtri monouso se si rispettano interv. di sostituz.
- 3 anni di durata
- Cont.: 1 filtro, misure: 25,0 cm x 19,8 cm x 4,1 cm