

KWT 6422 i

Enoteca da incasso

con FlexiFrame ed espositore 3D per gli amanti del vino più esigenti.



- FlexiFrame: perfetto per conservare bottiglie di vino grandi
- Conservazione parallela del vino con zone di temperatura separate
- Niente odori nel vano frigo con il filtro Active AirClean
- I vini sono presentati al meglio con illuminazione a LED



Codice EAN: 4002515947432 / Numero di materiale: 10792890 /
Vecchio numero di materiale: 36642200EU1

Categoria apparecchio	
Enoteca	•
Struttura	
Elettrodomestico da incasso	•
Elettrodomestico da incasso, integrato	•
Incernieratura sportello	destra
Incernieratura sportello reversibile	•
Possibilità di installazione Side-by-Side	•
Design	
Illuminazione enoteca	Illuminazione a LED
Comfort d'uso	
Collegamento in rete con Miele@home	•
Componenti necessari acquistabili successivamente	XKS 3130 W
DynaCool	•
Chiusura ammortizzata sportello SoftClose	•
Sistema Silence	•
Numero delle griglie in legno	2
Materiale delle griglie in legno	Faggio
Numero di griglie FlexiFrame	2
NoteBoard	Sì
Griglia espositiva a pavimento 3D	•
Conservazione non soggetta a vibrazioni	•
Comandi	
Regolazione e visualizzazione elettronica della temperatura	TouchControl
Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore	No
Numero zone temperatura	2
Area temperatura impostabile min. in °C	5
Area temperatura impostabile max. in °C	20
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	G
Consumo di energia annuo in kWh	150,38
Consumo energetico in 24 h in kWh	0,41
Sicurezza	
Funzione di blocco	•
Allarme acustico sportello	•
Allarme acustico temperatura	•
Allarme ottico sportello	•
Dati tecnici	
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	570
Altezza nicchia min., in mm	874
Altezza nicchia max., in mm	890
Profondità vano d'incasso in mm	550
Larghezza elettrodomestico in mm	557
Altezza elettrodomestico in mm	872
Profondità elettrodomestico in mm	550
Peso in kg	50,0
Tecnica di fissaggio	Sportello fisso
Max. peso frontale sportello vano frigorifero in kg	20

KWT 6422 i

Enoteca da incasso

con FlexiFrame ed espositore 3D per gli amanti del vino più esigenti.



Codice EAN: 4002515947432 / Numero di materiale: 10792890 /

Vecchio numero di materiale: 36642200EU1


Classe climatica	SN-ST
Vano frigorifero in l	97
Enoteca in l	97
Volume utile complessivo in l	97
Posto per numero di bottiglie di Bordeaux da 0,75 l	30 bottiglie
Autonomia di conservazione in caso di guasto in h	0
Classe di emissione di rumore aereo (A-D)	B
Rumorosità in dB (A) re1pW	32
Assorbimento di corrente in Milliampere (mA)	1000
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	2,0

Accessori in dotazione

Filtro Active AirClean

•


KWT 6422 i
 Enoteca da incasso
 con FlexiFrame ed espositore 3D per gli amanti del vino più esigenti.



KWT6422i, *footnote, Installation draw


ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw



ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

KWT6422i, KWT6422i-1, Installation draw



KWT6422i, KWT6422i-1, Interior dimensions (Installation drawings)