

APFD 401

Inserto

per disporre in modo ottimale becher per medicinali.



- Per disporre 60 becher per medicinali
- Per disporre 10 APFD 402
- Con 10 file con distanza asticelle di 36 mm
- Altezza massima degli oggetti 42 mm

Codice EAN: 4002516152163 / Numero di materiale: 10869810 /  
Vecchio numero di materiale: 67540101D

Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoria di prodotto	
Inserto per becher per medicinali	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Capacità	
Becher per medicinali [numero]	60
Inserto APFD 402 [numero]	10

APFD 401

Inserto

per disporre in modo ottimale becher per medicinali.



Codice EAN: 4002516152163 / Numero di materiale: 10869810 /  
Vecchio numero di materiale: 67540101D

Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	58
Misura esterna, larghezza netta in mm	220
Misura esterna, profondità netta in mm	414
Misura esterna, altezza lorda in mm	75
Misura esterna, larghezza lorda in mm	235
Misura esterna, profondità lorda in mm	430
Peso netto in kg	1,22
Peso lordo in kg	1,41