


APFD 402

Inserto

per disporre in modo ottimale coperchi per becher per medicinali.



- Per disporre 8 coperchi per becher per medicinali
- Per l'uso nell'inserto cesto APFD 401
- Per coperchi con un diametro da 28 a 35 mm

Codice EAN: 4002516152170 / Numero di materiale: 10869850 /
Vecchio numero di materiale: 67540201D


Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoria di prodotto	
Inserto per coperchio di becher per medicinali	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Plastica
Colore	Grigio
Capacità	
Coperchi per becher per medicinali [numero]	8

APFD 402

Inserto

per disporre in modo ottimale coperchi per becher per medicinali.

Codice EAN: 4002516152170 / Numero di materiale: 10869850 /
Vecchio numero di materiale: 67540201D



Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	55
Misura esterna, larghezza lorda in mm	180
Misura esterna, profondità lorda in mm	250
Peso netto in kg	0,01
Peso lordo in kg	0,02