

DS 10

Pompa di dosaggio con membrana
per tanica da 10 l, per dosare prodotti liquidi.



- Per aggiungere pompe di dosaggio supplementari
- Per dosare detersivi, additivi per il risciacquo, neutralizzanti
- Con tubicino di aspirazione per taniche da 10 l
- Fornitura: pompa, lancia e controllo volume di dosaggio & tubi

Codice EAN: 4002515992241 / Numero di materiale: 10880870 /
Vecchio numero di materiale: 69249101D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoria di prodotto	
Sistema di dosaggio	•
Allacciamento elettrico standard	
AC/DC	DC
Tensione in V	24
Potenza massima assorbita in kW	0,01
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza lorda in mm	200
Misura esterna, larghezza lorda in mm	480
Misura esterna, profondità lorda in mm	150
Peso netto in kg	1,05
Peso lordo in kg	1,25