

DS 10

Pompa di dosaggio con membrana per tanica da 10 l, per dosare prodotti liquidi.



- Per aggiungere pompe di dosaggio supplementari
- Per dosare detersivi, additivi per il risciacquo, neutralizzanti
- Con tubicino di aspirazione per taniche da 10 l
- Fornitura: pompa, lancia e controllo volume di dosaggio & tubi

Codice EAN: 4002515992241 / Numero di materiale: 10880870 /
Vecchio numero di materiale: 69249101D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Appartenenza degli apparecchi	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoria prodotto	
Sistema di dosaggio	•
Allacciamento elettrico	
Numero fasi	0
AC/DC	DC
Tensione in V	24
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,01
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	200
Misura esterna, larghezza lorda in mm	480
Misura esterna, profondità lorda in mm	150
Peso netto in kg	1,05
Peso lordo in kg	1,25