

PR

Stampante da incasso per protocolli  
per stampare protocolli relativi ai processi.



Codice EAN: 4002516024040 / Numero di materiale: 10931290 /  
Vecchio numero di materiale: 69247003D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PLW 8617	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Colore	Nero
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza lorda in mm	95
Misura esterna, larghezza lorda in mm	190
Misura esterna, profondità lorda in mm	291
Peso netto in kg	0,92
Peso lordo in kg	2,50