

PR

Stampante da incasso per protocolli
per stampare protocolli relativi ai processi.



Codice EAN: 4002516024040 / Numero di materiale: 10931290 /
Vecchio numero di materiale: 69247003D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 8617	•
Caratteristiche del prodotto	
Colore	Nero
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	95
Misura esterna, larghezza lorda in mm	190
Misura esterna, profondità lorda in mm	291
Peso netto in kg	0,92
Peso lordo in kg	2,50