

FP 900

Zoccolo

compr. vasca a pavimento e passaggi per installazioni di scarico.



- Per macchine con 2 sportelli L 900 mm
- Telaio con vasca di raccolta integrata in acciaio inox
- Per macchine con valvola di scarico o pompa di scarico

Codice EAN: 4002516031925 / Numero di materiale: 10941870 /
Vecchio numero di materiale: 69253005D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 8616	•
Categoria di prodotto	
Base/zoccolo	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	100
Misura esterna, larghezza netta in mm	900
Misura esterna, profondità netta in mm	990
Misura esterna, altezza lorda in mm	161
Misura esterna, larghezza lorda in mm	935
Misura esterna, profondità lorda in mm	1200
Peso netto in kg	25,20
Peso lordo in kg	36,30