


A 601  
 Inserto  
 per aggiungere un ripiano nel carrello A 501.



- Senza braccio irrigatore

Codice EAN: 4002516050513 / Numero di materiale: 10973970 /  
 Vecchio numero di materiale: 69660101D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Altro inserto/Altro modulo	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
<b>Capacità</b>	
Cestini DIN [numero]	3
Cestini SPRI [numero]	2
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	33
Misura esterna, larghezza netta in mm	590
Misura esterna, profondità netta in mm	775
Misura esterna, altezza lorda in mm	100
Misura esterna, larghezza lorda in mm	610
Misura esterna, profondità lorda in mm	790
Peso netto in kg	2,12
Peso lordo in kg	2,96