

A 314

Cestino

per il trattamento ottimale di strumenti oftalmologici con lume.



- Compr. 1 listello lav. per allacc. di strumenti oftalmologici
- Bacinella con coperchio amovibile
- Per carrello A 207

Codice EAN: 4002516321262 / Numero di materiale: 10979670 /
Vecchio numero di materiale: 69631400D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria di prodotto	
Altro inserto	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti oftalmici	•
Trattamento di strumenti a corpo cavo	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	38
Misura esterna, larghezza netta in mm	223
Misura esterna, profondità netta in mm	151
Misura esterna, altezza lorda in mm	75
Misura esterna, larghezza lorda in mm	180
Misura esterna, profondità lorda in mm	245
Peso netto in kg	0,72
Peso lordo in kg	0,85