


A 605
Modulo
per il trattamento ottimale di provette e fiale, ecc.



- Con 98 ugelli iniettori
- Max. H 160 mm, max. Ø 20 mm
- Utilizzabile nel carrello A 503

Codice EAN: 4002516063339 / Numero di materiale: 10999010 /
Vecchio numero di materiale: 69660500D

| Classe appartenenza prodotto | |
|---|--------------|
| Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio | • |
| Classe appartenenza degli apparecchi | |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Categoria di prodotto | |
| Inserto/modulo per provette | • |
| Caratteristiche del prodotto | |
| Materiale | Acciaio inox |
| Colore | Acciaio inox |
| Campo di applicazione | |
| Trattamento di pipette/fiale | • |
| Trattamento di provette | • |
| Trattamento di vetreria da laboratorio | • |
| Capacità | |
| Provette [numero] | 98 |
| Fiale [numero] | 98 |
| Dimensioni e peso | |
| Misura esterna, altezza netta in mm | 158 |
| Misura esterna, larghezza netta in mm | 254 |
| Misura esterna, profondità netta in mm | 604 |
| Misura esterna, altezza lorda in mm | 270 |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm | 525 |
| Misura esterna, profondità lorda in mm | 540 |
| Peso netto in kg | 4,40 |
| Peso lordo in kg | 6,40 |