

A 612

Modulo

per l'àalloggiamento ottimale di vetreria di laboratorio voluminosa.



- Integrabile individualmente con ugelli iniettori
- Per bottiglie da 2–10 l, palloni da 2–6 l
- Per matracci di Erlenmeyer da 2–5 l, matracci graduati da 2–5 l
- Utilizzabile nel carrello A 503

Codice EAN: 4002516063353 / Numero di materiale: 10999050 /
Vecchio numero di materiale: 69661200D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoria di prodotto	
Inserito/modulo per vetreria a collo stretto	•
Modulo per vetreria di laboratorio voluminosa	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Capacità	
Vetreria da laboratorio voluminosa [numero]	4
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	221
Misura esterna, larghezza netta in mm	253
Misura esterna, profondità netta in mm	608
Misura esterna, altezza lorda in mm	245
Misura esterna, larghezza lorda in mm	270
Misura esterna, profondità lorda in mm	635
Peso netto in kg	3,60
Peso lordo in kg	4,40