

A 613 Modulo per il trattamento ottimale di pipette graduate e tarate.



- Con 98 ugelli iniettori
- Per pipette graduate con un volume da 1 ml a 50 ml
- Per pipette tarate con un volume da 1 ml a 100 ml
- Utilizzabile nel carrello A 503

Vecchio numero di materiale: 69661300D	
Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoria di prodotto	
Inserto/modulo per pipette	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Campo di applicazione	
Trattamento di pipette/fiale	•
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Capacità	
Pipette [numero]	98
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	101
IVIISUI a CStCITIa, attCZZa TiCtta II TITITI	194
Misura esterna, larghezza netta in mm	254
<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Misura esterna, larghezza netta in mm	254
Misura esterna, larghezza netta in mm Misura esterna, profondità netta in mm	254 604
Misura esterna, larghezza netta in mm Misura esterna, profondità netta in mm Misura esterna, altezza lorda in mm	254 604 200
Misura esterna, larghezza netta in mm Misura esterna, profondità netta in mm Misura esterna, altezza lorda in mm Misura esterna, larghezza lorda in mm	254 604 200 270

Codice EAN: 4002516063360 / Numero di materiale: 10999070 /