

A 622

Modulo

per il trattamento di vetreria di laboratorio, con 36 punti iniettori.



- Dotazione personalizzabile con max. 36 ugelli
- Utilizzabile nel carrello A 503
- Componente del sistema EasyLoad

Codice EAN: 4002516063414 / Numero di materiale: 10999120 /
Vecchio numero di materiale: 69662200D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoria di prodotto	
Inserto/modulo per vetreria a collo stretto	•
Inserto per bottiglie varie	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Componente del sistema EasyLoad	•
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Capacità	
Vetreria a collo stretto [numero]	36
Bottiglie [numero]	36
Palloni [numero]	36
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	113
Misura esterna, larghezza netta in mm	204
Misura esterna, profondità netta in mm	608
Misura esterna, altezza lorda in mm	145
Misura esterna, larghezza lorda in mm	220
Misura esterna, profondità lorda in mm	625
Peso netto in kg	1,42
Peso lordo in kg	2,53