


APWD 081

Inserto

per il trattamento e la disinfezione ottimali degli oggetti nella lavapadelle.



Codice EAN: 4002516065708 / Numero di materiale: 11013500 /
Vecchio numero di materiale: 68508100D

Classe appartenenza prodotto	
Lavapadelle	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PWD 8545	•
Categoria di prodotto	
Inserto per padelle e pappagalli	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di padelle e pappagalli	•
Capacità	
Pappagalli [numero]	3
Padelle per carico [numero]	1
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	315
Misura esterna, larghezza netta in mm	408
Misura esterna, profondità netta in mm	330
Misura esterna, altezza lorda in mm	345
Misura esterna, larghezza lorda in mm	436
Misura esterna, profondità lorda in mm	505
Peso netto in kg	1,17
Peso lordo in kg	2,77