

APWD 083

Inserto

per il trattamento e la disinfezione ottimali degli oggetti nella lavapadelle.



Codice EAN: 4002516065937 / Numero di materiale: 11013520 /
Vecchio numero di materiale: 68508300D

Classe appartenenza prodotto	
Lavapadelle	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PWD 8545	•
Categoria di prodotto	
Inserto per padelle e pappagalli	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di padelle e pappagalli	•
Capacità	
Pappagalli [numero]	3
Padelle per carico [numero]	1
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	320
Misura esterna, larghezza netta in mm	375
Misura esterna, profondità netta in mm	310
Misura esterna, altezza lorda in mm	305
Misura esterna, larghezza lorda in mm	305
Misura esterna, profondità lorda in mm	395
Peso netto in kg	1,39
Peso lordo in kg	2,13