


APWD 086

Inserto

per il trattamento e la disinfezione ottimali degli oggetti nella lavapadelle.



Codice EAN: 4002516065968 / Numero di materiale: 11013550 /  
Vecchio numero di materiale: 68508600D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Lavapadelle	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PWD 8545	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Inserto per padelle e pappagalli	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di padelle e pappagalli	•
<b>Capacità</b>	
Pappagalli [numero]	3
Padelle per carico [numero]	1
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	303
Misura esterna, larghezza netta in mm	205
Misura esterna, profondità netta in mm	447
Misura esterna, altezza lorda in mm	345
Misura esterna, larghezza lorda in mm	425
Misura esterna, profondità lorda in mm	515
Peso netto in kg	1,34
Peso lordo in kg	3,04