

APWD 098

Inserto

per il trattamento e la disinfezione ottimali degli oggetti nella lavapadelle.



Codice EAN: 4002516066071 / Numero di materiale: 11013660 /  
Vecchio numero di materiale: 68509800D

<b>Classe appart. prodotto</b>	
Lavapadelle	•
<b>Appartenenza degli apparecchi</b>	
PWD 8545	•
<b>Categoria prodotto</b>	
Inserto per padelle e pappagalli	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di padelle e pappagalli	•
<b>Capacità</b>	
Pappagalli [numero]	3
Padelle per carico [numero]	1
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	325
Misura esterna, larghezza netta in mm	390
Misura esterna, profondità netta in mm	400
Misura esterna, altezza lorda in mm	365
Misura esterna, larghezza lorda in mm	435
Misura esterna, profondità lorda in mm	505
Peso netto in kg	2,02
Peso lordo in kg	3,58